

Stroomvoorziening

- Netstroom



Voeding: Input AC 100 - 240V ~ 50/60 Hz; Output DC 5V, 1000 mA
Buitenmaat: B 95 x D 83,5 x H 35 mm
Binnenmaat: B 77 x D 55 x H 19 mm
Gewicht: 120 g
Temperatuurbereik: 40 °C (+2 °C / -5 °C)
LED-weergave: lichtdiode met kleurwisselfunctie



cedis cedis hygiëne-
en verzorgingsproducten
voor het dagelijks HOREN.

NL87470902-2022-08

Wij adviseren u graag:

Gedeponeerd handelsmerk van
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH



egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger.online



cedis e100.DS
Elektrisch drogen.
Opbergen.

egger

cedis e100.DS

Design and engineering made in Germany. Met oog voor detail. Bij het uitpakken valt meteen al de mooie vormgeving van het droogstation op. Het droogstation is niet groter dan een normaal etui voor hoorsystemen, maar is voorzien van een aantal slimme kenmerken die een nieuwe maatstaf zet ten aanzien van gemak en nut voor de gebruiker.

Deksel met magneetsluiting en cosmeticaspiegel

- Deksel met praktische openingsgroef en handige magneetsluiting
- Cosmeticaspiegel als hulpmiddel bij het inzetten / uithalen



Optimale droging door middel van elektrische verwarming

- In het ruime hygiënecompartment wordt de lucht door middel van een elektrische verwarmingsregeling en een miniatuur ventilator gelijkmatig verwarmd
- Hoorsystemen, In-Ear-Monitoring enz., worden bij een droogtemperatuur van 40 °C (+2 °C / -5 °C) behoedzaam en betrouwbaar van condenswater en zweet ontdaan
- Levert een effectieve bijdrage aan een optimale werking en bescherming van de kwetsbare elektronica en behuizing



Tijdstelling en automatische uitschakeling

- Touch moduskeuze- /aan- /uit-schakelaar
- 1,5-uurs-modus – lampje rood – voor normale vochtigheidsgraad
- Intensieve 3-uurs-modus – lampje blauw – voor hoge vochtigheidsgraad
- Permanente, meerfasen temperatuurbewaking
- Veiligheidsuitschakeling in geval van storingen met visuele storingsaanduiding (afwisselend rood/blauw)
- Automatische uitschakeling na afloop van de droogtijd



Compact hygiënecompartment

- Voldoende plaats om te drogen en op te bergen, bijvoorbeeld voor hoorsystemen met oorstukjes, achter-het-oor-toestellen van cochleaire implantaten, in-het-oor-hoortoestellen, enz.
- Extra afstandhouder op de bodem voor een optimale luchtcirculatie rondom de hoortoestellen
- Geïntegreerde houders voor optioneel verkrijgbaar RVS mandje. Het RVS mandje kan los, na gebruik, intensief gedesinfecteerd of gesteriliseerd worden in verband met bijvoorbeeld ooraandoeningen.

