

Desinfektions- und Reinigungsflüssigkeit

cedis Profi SURFACE 2 ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für kleine Flächen und Inventar (z. B. Behandlungsstühle, Arbeitstische, Hand- und Winkelstücke) im Gesundheitswesen (z. B. Arztpraxen, Heime, Dental- und Otoplastiklabore).

cedis Profi SURFACE 2 ist wirksam gegen Bakterien, Viren (HBV/HIV) und Pilze (Candida albicans).

Einwirkzeit: 1 Minute

Die Flächen einsprühen und vollständig benetzen. Die Flächen dürfen anschließend während der Einwirkzeit nicht trockengerieben werden.

Achtung:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Benzisothiazoline. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Desinfektionsflüssigkeit enthält:

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 0,25 g,
Didecyldimethylammoniumchloride 0,25 g,
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl,
chloride 0,25 g / 100 g

 egger Otoplastik + Labortechnik GmbH
Aybühlweg 59
87439 Kempten/Germany

 500 ml



SURFACE 2

Disinfectant and cleaning liquid

cedis Profi SURFACE 2 is a ready-to-use disinfectant for small areas and equipment (e. g. patient chairs, work tables, handpieces and elbows) in the health sector (e. g. doctor's offices, retirement homes, dental and otolastic laboratories).

cedis Profi SURFACE 2 is effective against bacteria, viruses (HBV/HIV) and fungi (Candida albicans).

Reaction time: 1 minute

Spray onto and distribute completely on the surfaces. The surfaces must not be rubbed dry during the reaction time.

Caution:

Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains benzisothiazolinone. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Avoid release to the environment. Do not use after the expiration date has passed.

Disinfectant contain:

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 0.25 g,
Didecyldimethylammoniumchloride 0.25 g,
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl,
chloride 0.25 g / 100 g

