

Desinfektionsspray für Hörsysteme und Ohrpasstücke. Wirksam gegen Bakterien, Viren (HBV/HIV) und Pilze (Candida albicans). Auftragen und vollständig benetzen. Nach 1 Minute Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben. Nicht in die Hörer- oder Mikrofonöffnung sprühen!

Achtung:

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält Benzisothiazoline. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Für Anwender und/oder Patienten:

Alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind unverzüglich unter info@itwindustrialsolutions.com sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, zu melden.

⚠ Hautberührende Gegenstände (z.B. Hörgeräte, Otoplastiken) nach der Desinfektion unbedingt mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben.



Manufactured for:
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH
Aybühlweg 59 · DE - 87439 Kempten

ITW LLC & Co. KG
Am Eichenbach 14
DE - 73054 Eislingen/Fils



Cleaner

Disinfectant spray for hearing systems and earmolds. Effective against bacteria, viruses (HBV/HIV) and fungi (Candida albicans). Apply until completely moistened and rub dry with an absorbent cloth after an exposure time of 1 minute. Do not spray into the openings of the microphone and receiver!

Caution:

Harmful to aquatic life with long lasting effects. Contains benzisothiazolinone. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Read label before use. Avoid release to the environment.

Do not use after the expiration date has passed.

For users and/or patients

Any serious incident that has occurred in connection with this product must be reported immediately to info@itwindustrialsolutions.com and to the competent public authority of the Member State in which the user and/or patient resides.

⚠ Following disinfection, always rub objects dry (e.g. hearing aids, earmolds) that come into contact with skin using an absorbent cloth.

Inhaltsstoffe, Ingredients:

Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorides 0.25 g,
Didecyldimethylammoniumchloride 0.25 g, Quaternary ammonium compounds,
C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chloride 0.25 g / 100 g

1000 ml e

