



cedis Hygiene- und  
Pflegeprodukte für den  
HÖRalltag



egger



---

Das farbenfrische cedis-Logo fordert „Ja, zu Hygiene und Pflege im HÖRalltag!“. Am besten mit den reinigenden, funktions- und werterhaltenden cedis Markenprodukten von egger.

Beim Tragen von Hörsystemen, Ohrpassstücken, Gehörschutz u. ä. im Ohr, sind oberflächliche Verunreinigungen oder Feuchtigkeitsansammlung nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist es, nichts dagegen zu unternehmen.

Zur hygienischen Sauberkeit sowie zum Funktions- und Wertehalt gehören die richtigen Zusatzprodukte. So selbstverständlich wie das Händewaschen zur Körperhygiene.

egger bietet für nahezu jeden Bedarf das passende, bewährte cedis Markenprodukt.

Seit über drei Jahrzehnten, heute und morgen.



# Für Ihren Bedarf das richtige Produkt.



Im-Ohr-Geräte (IdO)

Elektronischer IdO-Gehörschutz



Im-Ohr-Kopfhörer



Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO)



Maßgefertigte Ohrpasstücke


Maßgefertigter Gehörschutz

Maßgefertigter Ohrschutz


Wiederverwendbare Ohrstöpsel

# Die praktischen Erstausrüstungs-Sets, z. B.

cedis Reinigungs- und Trockenset HdO




cedis Reinigungs- und Trockenset IdO



Bitte wenden Sie sich für Informationen  
zu weiteren cedis Produkten und  
Sets an Ihren Fachberater.


# cedis e125.DUS elektrische „gut + günstig“ Hygiene-Station

- hygienische Reinigung mit UV-C Lichtquelle
- elektrische, schonende Trocknung
- moderate Wärmeentwicklung, speziell für die Trocknung akkubetriebener Hörsysteme




# cedis Desinfektionspray

- für die einfache, schnelle und gründliche Reinigung
- wahlweise mit Zerstäuber oder Pinsel sowie als Nachfüllflasche erhältlich
- zum Auftragen auf Einwegtuch und anschließender oberflächlicher Reinigung



# cedis Desinfektionstücher

- gebrauchsfertige, feuchte Tücher zur oberflächlichen Reinigung
- praktisch – in unterschiedlichen Verpackungsformen
- Einzeltücher, Taschenspender, Großspender





# cedis Reinigungstabletten




- zum Auflösen in Wasser
- lösen selbst hartnäckige oberflächliche Ablagerungen und Verunreinigungen
- Anwendung mit cedis Reinigungsbecher und Puster zur Trocknung (einzeln und als Set)




# cedis Trockenkapseln

- entziehen angesammelten Schweiß oder Kondenswasser
- schonen so die empfindliche Elektronik der Hörsysteme
- Trocknungsvorgang am besten über Nacht
- Anwendung mit luftdicht verschließbarem cedis Trockenbecher oder -beutel (einzeln und als Set)



# cedis Pflegegel

- Hautpflegegel mit Wohlfühleffekt
- Wirkstoff der Aloe Vera zur Vorbeugung gegen Reizungen
- erleichtert das Einsetzen



A L O E V E R A





Hygiene- und  
Pflegeprodukte für den  
HÖRalltag.

Wir beraten Sie gerne:

egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany  
[www.eggeronline.com](http://www.eggeronline.com)

79645110-2025-01

Eintragungswarenzeichen der  
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH

