



Prodotti per la cura e
l'igiene cedis, per SENTIRE
ogni giorno



egger



È normale che si accumuli sporcizia o umidità negli apparecchi acustici, otoprotettori e dispositivi simili. Sarebbe insolito, invece, non prendere delle misure per tutelarsi da questi fattori.

Per la pulizia, l'igiene e il mantenimento delle funzioni e del valore si deve ricorrere ai giusti accessori. Naturalmente, così com'è naturale lavarsi le mani.


egger offre il giusto prodotto per quasi ogni esigenza, garantito dal marchio cedis.

Da oltre due decenni, oggi e domani.




Il logo cedis dai colori vivaci richiede «Sì, all'igiene e alla cura dell'udito quotidiano!». Il meglio con i prodotti a marchio cedis per la pulizia, la funzionalità e il mantenimento del valore di egger.

Il prodotto giusto per le vostre esigenze.



Apparecchi acustici intrauricolari
Otoprotettori elettronici



Cuffiette intrauricolari



Apparecchi retroauricolari




Auricolari personalizzati
Otoprotettori personalizzati
Cuffie antirumore su misura
Tubetti riutilizzabili

I pratici set di igiene, per esempio

cedis Set di igiene e deumidificazione
(retroauricolari)




cedis Set di igiene e deumidificazione
(intrauricolari)



Per informazioni su altri prodotti
e set cedis rivolgersi al proprio
consulente specializzato.

cedis e300.DUS – stazione elettrica igienizzante


- deumidificazione elettrica e delicata con ventola in miniatura, in funzione del modello
- pulizia e igiene con i raggi UV-C
- conservazione sicura per gli apparecchi acustici e gli auricolari
- spegnimento automatico alla fine del programma



Per ulteriori informazioni si rimanda alla rispettiva brochure dettagliata dei prodotti. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato.

cedis e150.DUS stazione igienica elettrica «buona + economica»

- pulizia igienica con due fonti di luce UV-C contrapposte
- asciugatura elettrica e delicata
- sviluppo di calore moderato, soprattutto per l'asciugatura degli apparecchi acustici a batteria




Per ulteriori informazioni si rimanda alla brochure dettagliata dei prodotti. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato.

cedis e100.DS

stazione deumidificante elettrica


- spazio sufficiente per la deumidificazione e la conservazione di dispositivi quali apparecchi acustici con auricolari, processori BTE di impianti cocleari, cuffiette, ecc.
- valido contributo per la sicurezza d'uso e per la protezione dei delicati componenti e rivestimenti dell'elettronica
- spegnimento automatico al termine del processo di deumidificazione



Per ulteriori informazioni si rimanda alla brochure dettagliata dei prodotti. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato.


cedis Spray disinfettante

- per una pulizia semplice, rapida e accurata
- a scelta con vaporizzatore o spazzolino in versione mini tascabile
- applicabile su salvietta usa-e-getta per la pulizia della superficie



cedis Salviette disinfettanti

- salviette umidificate pronte all'uso per la pulizia della superficie
- in pratiche confezioni di diverso formato
- salviette singole, erogatori tascabili, erogatori grandi



cedis Compresse detergenti





- da sciogliere in acqua
- rimuovono anche i depositi e le impurità più ostinate
- impiego con i bicchieri per l'igienizzazione e le pompette deumidificanti cedis (singoli o in set)




cedis Capsule deumidificanti

- catturano il sudore o la condensa accumulata
- proteggono i delicati componenti elettronici degli apparecchi acustici
- deumidificazione preferibilmente durante la notte
- impiego con i bicchieri o le bustine deumidificanti a chiusura ermetica cedis (singoli o in set)



cedis Gel protettivo

- gel protettivo per la pelle per una piacevole sensazione
- con aloe vera per prevenire le irritazioni
- facilita l'inserimento



A L O E V E R A



cedis[®]



Più efficaci di 1000 parole:
cedis video 3D
www.egger-info.com

796451505-2022-09

Siamo lieti di potervi consigliare:

è un marchio registrato di
egger Otoplastik + Labortechnik GmbH



egger Otoplastik + Labortechnik GmbH · Aybühlweg 59 · 87439 Kempten/Germany
www.egger.online